



JOBST®

JOBST®
LymphCARE
Set

Bandagenset

zur Kompressions-Bandagierung von Ödemen

JOBST® LymphCARE Set

Bandagenset zur Kompressions-Bandagierung von Ödemen

Setzen Sie gemeinsam mit BSN-JOBST/ESSITY neue Impulse für ein effizientes Selbstmanagement Ihrer Kunden! Weitere Informationen zum Selbstmanagement finden Sie unter www.jobst.de

Lymphödem - Was ist das?

Das lymphatische System durchzieht den gesamten Körper und fungiert als Leitungssystem für die Lymphe. Ein Lymphödem ist eine chronische Erkrankung, bei der sich eine proteinreiche Flüssigkeit namens Lymphe oder Lymphflüssigkeit im Gewebe direkt unter der Haut ansammelt und Schwellungen verursacht.

Das primäre Lymphödem

Von einem primären Lymphödem spricht man, wenn eine angeborene Fehlbildung des Lymphsystems vorliegt. Sobald das Lymphgefäßsystem die Belastungen nicht mehr auffangen kann, entwickelt sich früher oder später im Leben ein primäres Lymphödem.



Das sekundäre Lymphödem

Sekundäre Lymphödeme sind Lymphödeme, die mit einer Erkrankung oder Verletzung des Körpers zusammenhängen. Sekundäre Armlymphödeme entstehen etwa, als Folge einer Entfernung der Lymphknoten und/oder Strahlenbehandlung nach Brustkrebs.



Komplexe Physikalische Entstauungstherapie - KPE

Die KPE besteht aus zwei Phasen. In der 1. Phase wird im Hinblick auf die Verminderung der Schwellung das bestmögliche Ergebnis erzielt. Die 2. Phase ist dann dazu da, dieses Ergebnis zu erhalten und die ggf. vorhandenen Fibrosen und Sklerosen noch weiter zu verbessern.

Phase 1 - Entstauungsphase

- Manuelle Lymphdrainage (MLD)
- Kompressionstherapie
- Bewegungstherapie
- Hautpflege
- Patientenschulung

Phase 2 - Erhaltungsphase

- Manuelle Lymphdrainage (MLD)
- Kompressionstherapie
 - Kompressionsstrumpfversorgungen (bspw. JOBST® Elvarex)
- Bewegungstherapie
- Hautpflege

Selbstmanagement (nach entsprechender Schulung in Phase 1)

Der neue Baustein in der KPE ist das Selbstmanagement des Patienten. Dies soll den Betroffenen zu einer aktiven Gestaltung verhelfen und dient der Ödemprävention. Das Ziel des Selbstmanagements liegt darin, den ödemfreien Status so lange wie möglich selbst aufrecht zu erhalten.

Phase I

Die Entstauungsphase mit dem **JOBST® LymphCARE Set**

Durch die Kompressionstherapie wird das Gewebe von außen mit Druck unterstützt, wodurch überschüssige Gewebsflüssigkeit samt in ihr gelöster Bestandteile in die Lymphgefäße und Venen abfließen kann.

Die JOBST® LymphCARE Sets enthalten alle Materialien, die für das professionelle Bandagieren eines Armes oder Beines gemäß den Grundsätzen der KPE erforderlich sind. **Vorteile** von Kompressionsverbänden sind, dass sie kontinuierlich der Abnahme des Ödems angepasst werden können. Dies unterstützt das Selbstmanagement des Patienten, indem Sie stetig Ihr Ödem in der Abnahme der Schwellung unterstützen können.

Wir bieten Ihnen drei verschiedene JOBST® LymphCARE Systeme an:

JOBST® LymphCARE Set Bein

JOBST® LymphCARE Set Unterschenkel

JOBST® LymphCARE Set Arm

JOBST® LymphCARE Sets bestehen aus den folgenden Komponenten:

Komponente	Produktbeschreibungen	Größe
Tricofix®	Schlauchverband für Arm, Bein oder Unterschenkel	diverse Breiten
Elastomull®	Elastische Mullbinde	4 cm x 4 m
Artiflex®	Synthetische Polsterwatte	10 cm x 3 m
Artiflex®	Synthetische Polsterwatte	15 cm x 3 m
Comprilan®	Kurzzugbinde	6 cm x 5 m
Comprilan®	Kurzzugbinde	8 cm x 5 m
Comprilan®	Kurzzugbinde	10 cm x 5 m
Comprilan®	Kurzzugbinde	12 cm x 5 m
Leukoplast® hospital	Rollenpflaster	1,25 cm x 9,2 m
JOBST® Foam Pad	Schaumgummi Polster	9 cm x 5cm x 1 cm

Phase II

Die **Erhaltungsphase** mit JOBST® Kompressionsversorgungen

Um eine wirkungsvolle Entstauung zu gewährleisten, sollte die Manuelle Lymphdrainage (MLD) mit der Kompressionstherapie kombiniert werden. Wenn das Gewebe entstaut ist, wird der Kompressionsverband für die Erhaltungsphase durch einen flachgestrickten Kompressionsstrumpf (Phase 2) ersetzt. Dieses hochwertige und individuell angemessene Hilfsmittel sichert bei täglicher Anwendung langfristig den Therapieerfolg des Patienten.

Hier empfehlen wir Ihnen **JOBST® Elvarex**. JOBST® Elvarex bietet die individuelle Versorgung der unteren und oberen Extremitäten in allen nur denkbaren Ausführungen: vom Handschuh bis zur Zehenkappe. Durch die variable Maschenzahl der Flachstrickversorgung garantiert JOBST® Elvarex die optimale Anpassung an die Anatomie des Patienten. Das luftdurchlässige, atmungsaktive Gestrick fühlt sich auf der Haut angenehm an und unterstützt in der täglichen Anwendung die Patienten-Compliance.

JOBST® LymphCARE Set

Bandagenset zur Kompressions-Bandagierung von Ödemen

Bedarfsgerecht zusammengestellt

In JOBST® LymphCARE sind alle Materialien, die für einen Kompressionsverband an Arm, Bein oder Unterschenkel erforderlich sind, bedarfsgerecht zusammengestellt.

Übersichtlich und direkt einsetzbar

Alle Produkte sind übersichtlich angeordnet, mit einem Griff einsetzbar und leicht zu handhaben.

Zuverlässige Qualität

JOBST® LymphCARE wurde in Zusammenarbeit mit einer bekannten Fachklinik für lymphologische Erkrankungen entwickelt.



Die Komplett-
lösung für den
Kompressionsverband
an Arm, Bein und
Unterschenkel.

JOBST® LymphCARE Sets		Arm BNR 7863900 PZN: 4296730	Bein BNR 7864200 PZN: 4296753	Unterschenkel BNR 7864100 PZN: 4296747
Komponenten	Größen	Anzahl im Paket		
Tricofix®	diverse Breiten	1 x D5 (6 cm x 20 m)	1 x F7 (10 cm x 20 m)	1 x E6 (8 cm x 20 m)
Elastomull®	4 cm x 4 m	20	20	20
Artiflex®	10 cm x 3 m	2	2	3
Artiflex®	15 cm x 3 m	2	2	-
Comprilan®	6 cm x 5 m	1	1	1
Comprilan®	8 cm x 5 m	1	1	1
Comprilan®	10 cm x 5 m	5	3	3
Comprilan®	12 cm x 5 m	-	4	-
Leukoplast® hospital	1,25 cm x 9,2 m	1	1	1
JOBST® Foam Pad	9 cm x 5 cm x 1 cm	1	1	1