



Schwangerschaft – eine besondere Reise für Ihre Kunden.

Werdende Mütter erleben eine sehr aufregende Zeit erfüllt von angenehmer Vorfreude. Gleichzeitig finden einige physiologische Veränderungen statt, wie zum Bespiel **eine erhöhte Herzfrequenz, Veränderungen im Venen- und Arteriensystem** sowie eine **um 20% gesteigerte Blutmenge**¹. Diese Veränderungen sind absolut normal, können aber Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben. Um mehr über die Bedürfnisse der schwangeren Frauen zu erfahren, haben wir eine Marktforschung² mit interessanten Ergebnissen durchgeführt.

Was schwangere Frauen wollen:



Sich im eigenen Körper wohlfühlen



Immer noch in der Lage sein, ihr Leben ohne Einschränkungen zu leben



Chronischen Venenleiden nach der Geburt entgegenwirken



Schmerzen und Unbehagen insbesondere in den Beinen reduzieren



Erleichterung und Unterstützung für ihren Körper erreichen

Strölin A., Phlebologie 2013; 42(06): 297, Schwangerschaft und Phlebologie, DOI: 10.1055/s-0037-1621843

² GIM, qualitive research study, 2016. Data on file.

Unsere Motivation?

Das Wohlbefinden Ihrer Kundinnen während der Schwangerschaft.

Leichtere Beine

Mehr als 50 % aller schwangeren Frauen entwickeln während ihrer Schwangerschaft Ödeme³. Wir können helfen: Studien haben belegt, dass schwangere Frauen, die Kompressionsstrümpfe tragen, **deutlich weniger Ödeme** entwickeln als die Vergleichsgruppe ohne Kompression.





Verbesserte Lebensqualität

Schwangere Frauen bestätigten einen **höheren Komfort** und **mehr Wohlbefinden** durch das Tragen von Kompressionsstrümpfen. Übliche Begleiterscheinungen wie Übelkeit und Schwindel konnten reduziert werden⁵.

Erleichterung für Bauch und Rücken

Zwischen 45 % und 75 % der schwangeren Frauen sind im Verlauf ihrer Schwangerschaft von Schmerzen im unteren Rückenbereich betroffen⁶. Deshalb bietet unser Sortiment einen **ganzheitlichen Ansatz**. JOBST® Maternity unterstützt die schwangere Frau und gibt ihr ein leichteres Gefühl in **Beinen, Bauch** und **Rücken**.



³ Ponnapula P1, Boberg JS. Lower extremity changes experienced during pregnancy. J Foot Ankle Surg. (2010);49(5):452-8. doi: 10.1053/j.jfas.2010.06.018.

⁴ F. Vin, F.A. Allaert, J.C. Colau, N. Oréac, A. Virkus, Observational study of the venous disease evolution during pregnancy with or without ~18 mmHg compression stockings, 2008. 1) Dpt angiology American Hospital Paris, 2) F.A. Allaert Chaire d'evaluation Ceren Esc Dijon 3) Dpt Gynaecology Hôpital foch Paris, 4) BSN Medical

⁵ Mendoza E, Amsler F (2017): A randomized crossover trial on the effect of compression stockings on nausea and vomiting in early pregnancy; Int J Womens Health. 2017 Feb 22;9:89-99. doi: 10.2147/JJWH.S120809. eCollection 2017. PMCID: PMC5328137, DOI 10.2147/JJWH.S120809

Discreption of the Control of the Co



JOBST® Maternity Opaque

Die elastische Maternity Softflex-Zone bei der Umstandshose **passt sich dem** wachsenden Bauch an



Material und Stricktechnik unterstützen die Festigkeit am **Übergang zwischen Beinund Hosenteil** – für eine schönere Silhouette



Die **Mischung weicher Garne** sorgt für ein angenehmes Gefühl auf jeder Haut



Spezielle Garne nehmen die Feuchtigkeit auf, geben sie später an die Außenseite weiter und **sorgen so für angenehme Beine und Füße**



Speziell eingestrickte Lüftungsabschnitte verstärken die **Luftdurchlässigkeit.** Eine integrierte **Plüschzone** sorgt für zusätzlichen Tragekomfort



Inspiriert von Hebammen und schwangeren Frauen, um den hohen Bedürfnissen und Ansprüchen der Zielgruppe gerecht zu werden.

Bringen Sie Bequemlichkeit und Leichtigkeit ins Leben von werdenden Müttern.

Das JOBST® Maternity-Sortiment wird aus stützenden und qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt. Dabei liegt der besondere Fokus auf dem Wohlbedinden der schwangeren Frauen.

Speziell entwickelt für mehr Weichheit und Flexibilität

Die JOBST® Maternity Opaque Umstandshose ist mit einer **SoftFlex-Zone** im Bauchbereich ausgestattet: Das Hosenteil kombiniert ein sanftes Gefühl mit zuverlässiger Passform. Diese spezielle Stretchzone passt sich dem wachsenden Bauch an und umfasst die sensible Haut sanft im Bereich der Taille. Zudem gibt die Unterbauch-Stützzone zusätzlichen Halt.





Entwickelt für mehr **Luftdurchlässigkeit**

Das bekannte und bewährte JOBST® Opaque-Gestrick haben wir zusätzlich weiterentwickelt, indem wir im Fußteil Lüftungsbereiche für eine optimierte Luftzirkulation eingestrickt haben. Diese Zonen im Bereich zwischen Ferse und Zehenfach erzielen einen noch besseren Luftdurchfluss. So möchten wir ein besonderes Frischegefühl ins Leben Ihrer Kundinnen bringen.

JOBST® Maternity Support Belt

Erstattungsfähige Rückenbandage Tarif Pos. Nr.: 31322 025 Der JOBST Maternity Support Belt unterstützt den wachsenden Bauch während der fortgeschrittenen Schwangerschaft – ohne aufzufallen.

> Durch das stufenlose Verschlusssystem kann der Support Belt **kontinuierlich und individuell** an den Schwangerschaftsfortschritt **angepasst** werden.



Der getragene Gurt fällt durch das **diskrete Design** unter der Kleidung kaum auf.



Die Form des Support Belts wurde gemeinsam mit Schwangeren entwickelt, um eine optimale **anatomische Passform** zu gewährleisten.



Farbauswahl



Rosa

Größentabelle

	S	М	L	XL	
Support Belt (Hüfte)	80 - 90 cm (32"-36")	90 - 100 cm (36"-40")	100 - 110 cm (40"-44")	110 - 130 cm (44"-52")	





JOBST® Maternity -

unser Strumpfsortiment für die Schwangerschaft.

Farbauswahl



caramel



black



anthracite



navy



cranberry

Abschlussvarianten



"Zick-Zack" SoftFit Abschluss Wadenstrumpf



"Zick-Zack" Silikonhaftband* Schenkelstrumpf



"Zick-Zack" Taillenband Umstandshose





Längentypen



AD Wadenstrumpf




AG Schenkelstrumpf



AT-U Umstandshose

Größentabelle

Mes	Größe spunkt	ı	11	III	IV	v	VI
Umfangmaße in cm	cG Haftband	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68
	cG Haftband weit	49 - 57	53 - 62	57 - 67	61 - 72	65 - 77	69 - 81
	сG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
	cF	39 - 52	41 - 56	44 - 60	47 - 65	50 - 69	53 - 73
	cE	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 48	41 - 51
	cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
	сC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
	cB ¹	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
	сВ	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
	cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
	cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34





KKL1: 18 - 21 mmHg CEAP Stadien CO - C1 KKL2: 23-32 mmHg CEAP Stadien C2-C3

Wichtig zu wissen: So pflegen Sie Ihren Strumpf richtig.



JOBST® WashCARE

ist ein pflegendes, ph-neutrales Waschmittelkonzentrat, das sich hervorragend für die Reinigung Ihrer Kompressionsversorgung eignet. Spezielle waschaktive Substanzen und Pflegestoffe reinigen und schützen die hochwertigen Garne Ihrer Versorgung.



Das JOBST® Wäschenetz:

Durch die feinmaschige Netzstruktur wird das hochwertige Kompressionsgestrick beim Waschen vor mechanischen Einflüssen geschützt. Dadurch wird eine besonders schonende und effektive Reinigung gewährleistet, die eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Kompressionsversorgung unterstützt.



Cutimed® ACUTE:

Der pflegende Schaum mit 5% oder 10% Urea aus dem Hause Essity versorgt Ihre Haut mit Feuchtigkeit und zieht rückstandslos ein. Dies ist besonders wichtig, da fettige Cremerückstände den Strumpf und somit die Kompressionsleistung beeinträchtigen können. JOBST® Maternity -Ein ganzheitliches Sortimentskonzept für jede Phase der Schwangerschaft und darüber hinaus.

Freiverkaufsprodukte als sinnvolle Sortimentsergänzung

JOBST® Maternity Belly Band

Von den ersten Anzeichen einer Schwangerschaft bis zum mittleren Drittel (bis zum 7. Monat) unterstützt das JOBST® Maternity Belly Band den Bauchbereich und den unteren Rücken.





JOBST® Maternity Postnatal Tube

Bereits in den ersten Wochen nach der Geburt leistet der JOBST® Maternity Postnatal Tube einen diskreten Formungseffekt und unterstützt den Rumpf und den unteren Rücken.





Farben








Größentabelle

	s	М	L L	XL
Belly Band (Hüfte)	80 - 110 cm (32"-44")	100 - 120 cm (40" - 48")	110 - 130 cm (44"-52")	120 - 140 cm (48"-56")
Postnatal Tube (Taille)	56 - 76 cm (22.4"-30.4")	76 - 88 cm (30.4"-35.2")	88 - 99 cm (35.2"-39.6")	99 - 110 cm (39.6" - 44")





an Essity brand

BSN-JOBST GmbH Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich am Rhein Deutschland

Tel +49 (0) 2822 / 607-100 Fax +49 (0) 2822 / 607-199 ISSE@essity.com Essity Austria GmbH Storchengasse 1 1150 Wien Österreich www.jobst-austria.at

Tel +43 (0)1 89901-724 Fax +43 (0)1 89901-557 customerservice.hms.at@essity.com