



Kompression für alle
die es lieben, sich
**frei zu
bewegen**

Kim,
Patientin mit sekundärem Lymphödem

JOBST® Confidence

Die nächste Generation flachgestrickter
Kompressionsversorgungen nach Maß

NEU
& EINZIGARTIG



Unser Engagement für Ihre Patienten mit leichtem bis moderatem Lymphödem

Für Patienten mit leichtem bis moderatem Lymphödem sind Kompressionsstrümpfe oft schwierig zu akzeptieren. Diese Patienten verstehen, dass sie von einer Kompressionstherapie profitieren würden, aber die meisten flachgestrickten Versorgungen sind für die Verwendung bei stärkerer Schwellung ausgelegt. Das kann die Anwendungsbereitschaft der Patienten mit mildem bis moderatem Lymphödem zur Herausforderung machen.

Um Lymphödempatienten bestmöglich zu unterstützen, sollte die optimale Kompressionsversorgung neben Erreichung der Therapieziele auch gleichzeitig ein unbeschwertes Leben ohne Kompromisse ermöglichen.

Wie wird ein leichtes bis moderates Lymphödem definiert?¹

1

STADIUM

Das Ansammeln von Gewebeflüssigkeit setzt früh ein und lässt durch Hochlagern der Gliedmaßen nach. Durch Fingerdruck lässt sich eine leichte Delle in das Ödem eindrücken.

2

STADIUM

Das Anheben der Gliedmaßen allein verringert selten die Schwellung. Mit fortschreitender Gewebefibrose lassen sich möglicherweise auch keine Dellen mehr eindrücken.

3

STADIUM

Das Gewebe ist hart (fibrotisch) und lässt sich nicht mehr eindrücken. Hautveränderungen wie Verdickung, Hyperpigmentierung, Hautfalten, Fettablagerung und Warzenüberwucherungen entwickeln sich.

LEICHT

MITTEL

SCHWER

¹ Abgeleitet von: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

Der Patient im Fokus einer erfolgreichen Therapie

Eine gute Compliance erfordert eine optimale Kompressionsversorgung. Diese sollte auf die wichtigsten Bedürfnisse wie z.B. Komfort oder den Wunsch ein möglichst unbeschwertes Leben zu führen, eingehen. Das sollte die höchste Priorität haben, um eine konsequente, erfolgreiche Behandlung sicherzustellen und einen Patienten mit höchster Zufriedenheit zu erreichen.

Die Zusammenarbeit mit Ihren Patienten und die Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse hilft Startschwierigkeiten in der Anwendung von flachgestrickten Kompressionsversorgungen zu überwinden und eine erfolgreiche Therapie zu durchlaufen.

Für wen eignet sich JOBST® Confidence?



JOBST® Confidence

Innovative Strickmethode
ermöglicht eine optimale
**Anpassung an individuelle
Körperformen**




Contour Fit

Hergestellt aus einem
geschmeidig anpassenden
Gestrick, welches zudem
die Sicherheit einer **festen
Unterstützung** gibt



Weich & Sicher

Hochentwickeltes Feuchtig-
keitsmanagement-System mit
Doppelschichtaufbau für
optimalen Tragekomfort



Feuchtigkeits-
Management

**Flexibles, anpassungsfähiges
Gestrick** hergestellt um
das An- und Ausziehen zu
erleichtern




Einfaches Anziehen

Inspiziert von den **Bedürfnissen der Patienten** - entwickelt mit der **neuesten Technologie**


Hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement-System


JOBST Confidence geht einen Schritt weiter - das Produkt vereint einen einzigartigen Gestrickaufbau und eine spezielle Garnkombination, um ein optimales Feuchtigkeitsmanagement zu bieten. Nur JOBST Confidence verwendet ein hochentwickeltes Doppelschichtgestrick, um Feuchtigkeit von der Haut nach außen abzuleiten. Dies hält die Haut trocken und gibt den Patienten während des ganzen Tages ein angenehmes Tragegefühl.



Weiche Garne für ein angenehmes Hautgefühl

JOBST Confidence wird aus weichen Garnen hergestellt, die in einer zweilagigen Strickkonstruktion zusammengeführt werden. Dies unterstützt ein angenehmes Hautgefühl und kann dazu beitragen, die Beweglichkeit und den Komfort zu bieten, die Ihre Patienten sich beim Tragen von Kompressionsversorgungen wünschen.





Sichere Unterstützung, die sich den individuellen Bedürfnissen anpasst


Ihre Patienten brauchen die Gewissheit einer verlässlichen Unterstützung. Die innovative Technologie von JOBST Confidence versichert eine individuelle Anpassung der Kompressionsversorgung an die tatsächlichen Körpermaße. Der Kompressionsdruck wird, wie nach RAL-Standard gefordert, optimal gewährleistet.

Neues Zeitalter: **Komfort** und **Flachstricktechnologie** werden eins

JOBST Confidence ist so individuell wie Ihre Patienten.

Die neue Flachstrickgeneration, welche in JOBST Confidence verwendet wird, ermöglicht eine präzise Anpassung an die tatsächlichen Körperformen eines jeden Patienten. Diese individuelle Passform bietet nicht nur Komfort, sondern unterstützt Ihre Patienten auch mit einem hohen Maß an Bewegungsfreiheit.

**INNOVATIVE
TECHNOLOGIE**



Der Schlüssel zum fortschrittlichen Komfort, den JOBST Confidence bietet, liegt im optimierten Strickprozess.

Die einzigartigen Contour Points im Gestrick machen deutlich, wie sehr die Kompressionsversorgung auf die individuellen Körpermaße angepasst ist. Diese Technologie ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit und erleichtert die Ausübung täglicher Aktivitäten.

Die neue Contour Fit Technologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachstrickversorgungen, kann JOBST Confidence die verschiedenen Messpunkte noch präziser abbilden und bietet somit eine bessere Passform. Dies ermöglicht eine echte Personalisierung der Kompressionsversorgung. Insgesamt ist JOBST Confidence so konzipiert, dass es bequem auf der Haut aufliegt und gleichzeitig die richtigen Werte an therapeutischer Kompression bietet, die für die Bedürfnisse der Lymphödempatienten erforderlich sind.



Contour Fit



Kein Contour Fit



“ Mein bestes Leben,
mit Kompression! ”

Kim,
Patientin mit sekundärem Lymphödem

Mit JOBST® Confidence die Akzeptanz für Kompressionstherapie fördern

Das Leben Ihrer Patienten positiv zu beeinflussen - das ist Ihre Motivation für die tägliche Arbeit. Um Lymphödempatienten auf ihrem Weg bestmöglich zu unterstützen, sollten Kompressionsversorgungen auf die individuellen Patientenbedürfnisse abgestimmt sein. Nur so können Herausforderungen in der Ödemtherapie bewältigt werden.

JOBST Confidence unterstützt Ihre Patienten dabei, ein optimales Therapieergebnis zu erzielen, und hilft gleichzeitig die Unannehmlichkeiten und Erschwernisse einer Ödemtherapie möglichst gering zu halten. Für einen guten Therapieverlauf und hohe Patienten-Compliance.

JOBST® Confidence wurde entwickelt, um:

- ☒ mehr Komfort zu bieten
- ☒ ein verbessertes Hautklima zu erreichen
- ☒ bessere Beweglichkeit zu bieten
- ☒ einfaches Anziehen zu unterstützen
- ☒ hautfreundlicher zu sein
- ☒ eine Reihe von Farben und Design-Elementen anzubieten

Ermutigen Sie Ihre Patienten zum Selbstmanagement

Lymphödem lernen und verstehen

Ihre Patienten werden zu Beginn ihrer Lymphödem-Diagnose viele Fragen haben. Möglicherweise fällt es ihnen schwer die Kompressionstherapie als Teil des täglichen Lebens zu akzeptieren. Vermitteln Sie Ihr Wissen rund um die Therapie des Lymphödems – nur so können die Patienten die Diagnose besser verstehen und aktiv an ihrer Therapie mitarbeiten.




Ziele für den Erfolg setzen

Es kann zunächst schwierig sein, die täglichen Abläufe an die außergewöhnlichen Bedürfnisse einer chronischen Erkrankung wie dem Lymphödem anzupassen. Setzen Sie in Zusammenarbeit mit Ihren Patienten einen Therapieplan auf und legen Sie in diesem kurzfristige Ziele fest. Damit verhindern Sie, dass sich Ihr Patient mit der neuen Routine überfordert fühlt. Eine regelmäßige Überprüfung dieser Ziele kann die Patienten im Prozess unterstützen und motivieren, die Kompressionstherapie konsequent fortzuführen.



Auf eine Pflege-Routine hinweisen

Schulen Sie Ihre Patienten nach Erhalt der neuen JOBST Confidence Kompressionsstrümpfe auf das richtige Anziehverhalten. Besprechen Sie auch die Wasch- und Pflegerichtlinien, um so einen richtigen Umgang mit einer Kompressionsversorgung sicherzustellen.





JOBST® Confidence - Ein Sortiment, so individuell wie Ihre Patienten

Farben



Beige



Caramel



Black



Jeans
Heather



Red
Heather



Anthracite
Heather

Längentypen



CG¹
Armstrumpf



AD
Wadenstrumpf



AG
Oberschenkelstrumpf

Kompressionsklassen

Obere Extremitäten

KKL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg


Untere Extremitäten

KKL 1 ▶ 18 - 21 mmHg


KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

KKL 3 ▶ 34 - 46 mmHg

Design-Elemente



Deco Line



Initialen

Ausführungen



Funktionszone
Ellenbogen



Schräger
Fuß



Funktionszone Fuß /
T-Ferse



Funktionszone
Knie

16919-00121-00/D10.20/A10.20



JOBST®,
an Essity brand

10/2020
www.jobst.de
www.jobst-austria.at
www.lymphcaredeutschland.de

BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
Tel. +49(0)2822 607-100
Fax +49(0)2822 607-199

Essity Austria GmbH
Storchengasse 1
1150 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 89901-724
Fax +43 (0)1 89901-557

Essity Switzerland AG
Parkstrasse 1b
6214 Schenkon
Schweiz
Tel. +41(0) 848 810 150
Fax +41(0) 800 810 150