

**JOBST**®

Kompression  
für alle, die  
**Bewegungsfreiheit**  
lieben.



Kim,  
Patientin mit sekundärem Lymphödem

**NEU**  
& EINZIGARTIG

**JOBST® Confidence**

Die nächste Generation flachgestrickter  
Kompressionsversorgungen nach Maß



# Unser Engagement für Ihre Patienten mit leichtem bis moderatem Lymphödem

Für Patienten mit leichtem bis moderatem Lymphödem sind Kompressionsstrümpfe oft schwierig zu akzeptieren. Diese Patienten verstehen, dass sie von einer Kompressionstherapie profitieren würden, aber die meisten flachgestrickten Versorgungen sind für die Verwendung bei stärkerer Schwellung ausgelegt. Das kann die Anwendungsbereitschaft der Patienten zur Herausforderung machen.

Um Lymphödempatienten bestmöglich zu unterstützen, sollte die optimale Kompressionsversorgung neben Erreichung der Therapieziele auch gleichzeitig ein möglichst angenehmes Leben ohne große Kompromisse ermöglichen.

## Wie wird ein leichtes bis moderates Lymphödem definiert?



**STADIUM**

Das Ansammeln von Gewebeflüssigkeit setzt früh ein und lässt durch Hochlagern der Gliedmaßen nach. Durch Fingerdruck lässt sich eine leichte Delle in das Ödem eindrücken.



**STADIUM**

Das Anheben der Gliedmaßen allein verringert selten die Schwellung. Mit fortschreitender Gewebefibrose lassen sich möglicherweise auch keine Dellen mehr eindrücken.



**STADIUM**

Das Gewebe ist hart (fibrotisch) und lässt sich nicht mehr eindrücken. Hautveränderungen wie Verdickung, Hyperpigmentierung, erhöhte Hautfalten, Fettablagerungen und Warzenüberwucherungen entwickeln sich.

**LEICHT**

**MITTEL**

**SCHWER**

# Der Patient im Fokus einer erfolgreichen Therapie

**Eine gute Compliance erfordert eine optimale Kompressionsversorgung.** Diese sollte auf die wichtigsten Bedürfnisse wie z. B. Komfort oder den Wunsch ein möglichst unbeschwertes Leben zu führen, eingehen. Das sollte die höchste Priorität haben, um eine konsequente, erfolgreiche Behandlung sicherzustellen und einen Patienten mit höchster Zufriedenheit zu erreichen.

Die Zusammenarbeit mit Ihren Patienten und die Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse hilft Startschwierigkeiten in der Anwendung von flachgestrickten Kompressionsversorgungen zu überwinden und eine erfolgreiche Therapie zu durchlaufen.

## Für wen eignet sich **JOBST® Confidence**?



# JOBST® Confidence

Innovative Strickmethode ermöglicht eine optimale **Anpassung an individuelle Körperformen**




Contour Fit

Hergestellt aus einem geschmeidig anpassenden Gestrick, welches zudem die Sicherheit einer **festen Unterstützung** gibt



Weich & Sicher

Hochentwickeltes Feuchtigkeitsmanagement-System mit Doppelschichtaufbau für **optimalen Tragekomfort**



Feuchtigkeits-  
Management

**Flexibles, anpassungsfähiges Gestrick** hergestellt um das An- und Ausziehen zu erleichtern



Einfaches Anziehen

# Inspiziert von den **Bedürfnissen der Patienten** - entwickelt mit der **Technologie von morgen**


## **Einzigartiges Feuchtigkeitsmanagement**


JOBST Confidence geht einen Schritt weiter - das Produkt vereint einen einzigartigen Gestrickaufbau und eine spezielle Garnkombination, um ein optimales Feuchtigkeitsmanagement zu bieten. Nur JOBST Confidence verwendet ein hochentwickeltes Doppelschichtgestrick, um Feuchtigkeit von der Haut nach außen abzuleiten. Dies hält die Haut trocken und gibt den Patienten während des ganzen Tages ein angenehmes Tragegefühl.



## **Weiche Garne für ein angenehmes Hautgefühl**

JOBST Confidence wird aus weichen Garnen hergestellt, die in einer zweilagigen Strickkonstruktion zusammengeführt werden. Dies unterstützt ein angenehmes Hautgefühl und kann dazu beitragen, die Beweglichkeit und den Komfort zu bieten, die Ihre Patienten sich beim Tragen von Kompressionsversorgungen wünschen.





### **Sichere Unterstützung, die sich den individuellen Bedürfnissen anpasst**


Ihre Patienten brauchen die Gewissheit einer verlässlichen Unterstützung. Die innovative Technologie von JOBST Confidence versichert eine individuelle Anpassung der Kompressionsversorgung an die tatsächlichen Körpermaße. Ein optimaler Kompressionsdruck nach RAL-Standard kann somit bei jeder Körperform gewährleistet werden.

# Neues Zeitalter: **Komfort** und **Flachstricktechnologie** werden eins

## **Jobst Confidence ist so individuell wie Ihre Patienten.**

Die neue Flachstrickgeneration, welche in JOBST Confidence verwendet wird, ermöglicht eine präzise Anpassung an tatsächliche Körperformen. Diese individuelle Passform bietet nicht nur Komfort, sondern unterstützt Ihre Patienten mit einem höheren Maß an Bewegungsfreiheit.

**INNOVATIVE  
TECHNOLOGIE**



Der Schlüssel zum fortschrittlichen Komfort, den JOBST Confidence bietet, liegt in dem optimierten Strickprozess. Die innovative Flachstricktechnologie passt sich den individuellen Körperformen noch präziser an.

Die einzigartigen Konturpunkte im Gestrück machen deutlich, wie sehr die Kompressionsversorgung auf die individuellen Körpermaße angepasst ist. Diese Technologie ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit und erleichtert die Ausübung täglicher Aktivitäten.

## **Die neue Contour Fit Technologie**

Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachstrickversorgungen, kann JOBST Confidence die verschiedenen Messpunkte noch präziser abbilden und bietet somit eine bessere Passform. Dies ermöglicht eine echte Personalisierung der Kompressionsversorgung. Insgesamt ist JOBST Confidence so konzipiert, dass es bequem auf der Haut aufliegt und gleichzeitig das richtige Maß an therapeutischer Kompression bietet, die für die Bedürfnisse von Ödempatienten erforderlich sind.



**Contour Fit**



**Kein Contour Fit**



“ Mein bestes Leben,  
mit Kompression! ”

Kim,  
Patientin mit sekundärem Lymphödem

## Mit JOBST® Confidence die Akzeptanz für Kompressionstherapie fördern

Das Leben Ihrer Patienten positiv zu beeinflussen - das ist Ihre Motivation für die tägliche Arbeit. Um Lymphödempatienten auf ihrem Weg bestmöglich zu unterstützen, sollten Kompressionsversorgungen auf die individuellen Patientenbedürfnisse abgestimmt sein. Nur so können Herausforderungen in der Ödemtherapie bewältigt werden.

JOBST Confidence unterstützt Ihre Patienten dabei, ein gutes Therapieergebnis zu erzielen und hilft gleichzeitig die Unannehmlichkeiten und Erschwernisse einer Ödemtherapie möglichst gering zu halten. Für einen guten Therapieverlauf und hohe Patienten-Compliance.

### **JOBST® Confidence wurde entwickelt, um:**

- mehr Komfort zu bieten
- ein verbessertes Hautklima zu erreichen
- bessere Beweglichkeit zu bieten
- einfaches Anziehen zu unterstützen
- hautfreundlicher zu sein
- eine Reihe von Farben und Designoptionen anzubieten

# Ermutigen Sie Ihre Patienten zum Selbstmanagement

## Lymphödem - lernen und verstehen

Ihre Patienten werden zu Beginn ihrer Lymphödem-Diagnose viele Fragen haben. Möglicherweise fällt es ihnen schwer die Kompressionstherapie als Teil ihres täglichen Lebens zu akzeptieren. Teilen Sie Ihr Wissen rund um die Therapie des Lymphödems - nur so können die Patienten die Diagnose besser verstehen und aktiv an ihrer Therapie mitarbeiten.



## Ziele für den Erfolg setzen

Es kann zunächst schwierig sein, die täglichen Abläufe an die außergewöhnlichen Bedürfnisse einer chronischen Erkrankung wie dem Lymphödem anzupassen. Setzen Sie in Zusammenarbeit mit Ihren Patienten einen Therapieplan auf und legen Sie in diesem kurzfristige Ziele fest. Damit verhindern Sie, dass sich Ihr Patient mit der neuen Routine überfordert fühlt. Eine regelmäßige Überprüfung dieser Ziele kann die Patienten im Prozess unterstützen und motivieren, die Kompressionstherapie konsequent fortzuführen.

## Auf eine Pflege-Routine hinweisen

Schulen Sie Ihre Patienten nach Erhalt der neuen JOBST Confidence Kompressionsversorgung auf das richtige Anziehverhalten. Besprechen Sie auch die Wasch- und Pflegerichtlinien um so einen richtigen Umgang mit einer Kompressionsversorgung sicherzustellen.





# JOBST® Confidence - Ein Sortiment, so individuell wie Ihre Patienten

## Farben



Beige



Caramel



Black



Jeans  
Heather



Red  
Heather



Anthracite  
Heather

## Längentypen



CG<sup>1</sup>  
Armstrumpf



AD  
Wadenstrumpf



AG  
Oberschenkelstrumpf

## Kompressionsklassen

### Obere Extremitäten

KKL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

### Untere Extremitäten

KKL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

KKL 3 ▶ 34 - 46 mmHg

## Design-Elemente



Deco Line



Initialen

## Zusätze



Ellenbogen  
Funktionszone



Schräger  
Fuß



Fuß  
Funktionszone



Knie  
Funktionszone