



JOBST®

Nachtruhe

nach Maß.

Denn das Ödem schläft nie...


Mit
Studien-
daten

JOBST® Relax

Maßgefertigte flachgestrickte Kompressionsstrümpfe
für das nächtliche Lymphödemmanagement

Intelligentes Design für besseren Schlaf

JOBST® Relax ist eine **Kompressionsversorgung für die Nacht**, die als Teil einer holistischen 24-Stunden-Therapie die Tagestherapie für das Lymphödem des Patienten ergänzt. Der Relax wurde entwickelt, um reduziertes Ödemvolumen, und somit Therapieerfolg, zu halten und **der Flüssigkeitsansammlung in der Nacht entgegenzuwirken**. Patienten werden den Unterschied spüren, und dank der atmungsaktiven Technologie einen erholsameren Schlaf haben - ein weiteres, wesentliches Element für nachhaltige Gesundheit.



Abstandsgewirk aus Monofilament-Fäden sorgt für Polsterung und Atmungsaktivität und passt sich unterschiedlichen Schlafpositionen problemlos an. Hergestellt mit der Coolmax® Air-Technologie.

Bessere Ergebnisse durch das besondere Textil

Eine besondere Eigenschaft, die **JOBST® Relax** von anderen Nachtversorgungen unterscheidet, ist die Monofilament-Zwischenschicht. Gemeinsam mit feuchtigkeitsregulierenden Garnen werden Wärme und Schweiß besonders gut von der Haut abtransportiert.

Das anpassungsfähige Material sorgt für Bewegungsfreiheit in der Nacht, und die Flachstrickeigenschaften reduzieren die Gefahr der Faltenbildung und Einschnürung.

„Ich war **sofort überzeugt** von dem Material (des **JOBST® Relax**). So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Wir haben einige Patienten-Anwendungsbeobachtungen durchgeführt, mit **herausragenden Ergebnissen** bei der Ödemreduktion und der signifikanten Auflösung von Gewebefibrosen. Es war besonders beeindruckend, dass die Patienten nicht über Verrutschen, Zwicken oder übermäßige Wärmebildung geklagt haben.“

Lymphödemtherapeut, Spezialist für manuelle Lymphdrainage, Deutschland

JOBST® Relax

Spezielle Oberflächenstruktur zur **Mikro-Massage der Haut** und zur Stimulierung des Lymphflusses



Wärmemanagement, das durch eine Kombination spezieller Garne mit **Monofilamenten** gewährleistet wird



Spezielle Flachstrickkonstruktion sorgt für **zusätzliche Polsterung bei genauem Kompressionsdruck**



Entwickelt für ein **leichteres** und **schnelleres Anziehen** im Vergleich zur Selbst-Bandagierung.





Erleichterung für Ihre Patienten

Die nächtlichen Behandlungsroutinen für Lymphödeme können eine große Chance zur Verbesserung der therapeutischen Versorgung bieten, wenn sie in Kombination mit den richtigen Produkten umgesetzt werden.

Eine kürzlich durchgeführte klinische Studie gab Einblick in die Erfahrungen der Patienten beim Tragen nächtlicher Kompression. Sie ergab, dass nächtliche Schwellungen das Leben des Patienten beeinträchtigen, und insbesondere Schmerzen und Schlafstörungen verursachen. Die bisher erhältlichen Spezialprodukte für die Nachtkompression verursachten jedoch Beschwerden, Hautreaktionen und/oder Wärme- und Schweißbildung.¹

Patienten nannten die für sie **wichtigsten Eigenschaften** von Nachtkompression und gaben den folgenden Merkmalen Vorrang:

Erfüllung der Bedürfnisse Ihrer Patienten¹


Patientenbedürfnisse:	So erfüllt JOBST® Relax die Patientenwünsche:
Atmungsaktiv/weniger warm	Die verarbeiteten Garne reduzieren die Wärmebildung/Wärmestau
Weicheres Material	Weiche Materialien sorgen für Flexibilität und verhindern Einschnüren
Dünneres/leichteres Material	Spezieller Flachstrick erhöht die Bewegungsfreiheit
Angenehmer zu tragen	Die Monofilament-Zwischenschicht sorgt für Polsterung
Weniger unförmiges Aussehen	Weniger voluminös als andere Nachtkompression
Kein Verrutschen/Herunterrollen	Sorgfältig definierte Materialsteifigkeit verhindert Verrutschen

¹Whitaker JC. Br J Community Nurs. 2016 Oct; 21 (Suppl 10): S22-S30

JOBST® Relax: für nachweislich mehr Komfort beim Schlaf

Eine kürzlich durchgeführte Beobachtungsstudie untersuchte bei einer Reihe von Patienten mit Lymphödem die klinische Leistungsfähigkeit und Sicherheit von **JOBST® Relax** beim Tragen während der **Ruhezeiten** sowie **nachts**.

Die Patienten berichteten über ein hohes Maß an Zufriedenheit mit den Kompressionsstrümpfen und hoben den damit verbundenen Komfort bei häufigem Tragen hervor. Sie gaben an, dass sie **einfach anzuziehen sind, mehr Komfort bieten und zu einer besseren Schlafqualität beitragen**.




Bessere Schlafqualität

Im Vergleich zu zuvor genutzter Nachtkompression wurde die Schlafqualität von 98 % der Patienten als gut oder sehr gut bewertet




Ödemkontrolle

Viele Patienten berichteten von einer wesentlichen Verbesserung ihres Lymphödems am nächsten Morgen. 90 % der Patienten beschreiben die Anwendung der Tageskompression als **gut oder sehr gut**, nachdem Sie nachts **JOBST® Relax** getragen haben.



Atmungsaktivität

86,8 % bewerteten **JOBST® Relax** mit gut oder sehr gut in Bezug auf die Vermeidung von Wärmeentwicklung bzw. Transpiration.



JOBST® Relax wurde in Bezug auf Anwenderfreundlichkeit und Komfort mit Berücksichtigung der Passform, Atmungsaktivität und des Tragekomforts bewertet.

94,5% haben die Kompressionsware entweder mit gut oder sehr gut bewertet. Außerdem haben 85% der Patienten das Anziehen und Aussehen von JOBST® Relax mit gut bzw. sehr gut bewertet.



JOBST® Relax - Unser Sortiment für Ödemmanagement bei Nacht

Farben



Rosé



Beige

Versorgungen



Arm-
versorgung
mit Handteil



Arm-
versorgung



Oberschenkel-
strumpf
Offene Zehen



Waden-
strumpf
Offene Zehen

Beinversorgung mit integriertem rutschfestem Velourspolster auf der Außenseite der Fußsohle, um die Rutschgefahr zu minimieren.

Optional



Reiß-
verschluss

Extras



JOBST® Relax wird in einem Satinbeutel mit Kordelzug zum Schutz und zur Aufbewahrung der Kompressionsbekleidung geliefert.

Kompressionsklassen

AG1	CG1	AD	AG
KKL 1 ▶ 15-20 mmHg			
		KKL 2 ▶ 20-30 mmHg	KKL 2 ▶ 20-30 mmHg