

# JOBST®

**NEU**  
Diskrete  
Funktionszone

**JETZT NEU**  
AG<sup>1</sup> Armstrumpf  
mit Handteil

Der neue JOBST Confidence AG<sup>1</sup> Armstrumpf mit Daumen, ohne Finger kann den Verlauf eines Lymphödems in die Hand verringern und dient der Behandlung der oberen Extremitäten bis zu den Fingergrundgelenken.

Längentyp	Kompressionsklassen	Haftband		Funktionszone Ellenbogen
		SoftFit	Noppe	
 Armstrumpf <b>CG<sup>1</sup></b> inkl. schrägem Abschluss	KKL 1			●
	KKL 2	●	●	
 Armstrumpf <b>AG<sup>1</sup></b> Ohne Finger, mit Daumen inkl. schrägem Abschluss	KKL 1	●	●	●
	KKL 2	●	●	

**NEU**

**JOBST® Confidence**

Produktinformation



Jetzt bestellen!  
Zum Maßblatt

# Ödemmanagement mit Armversor- gungen von JOBST® Confidence

## NEUE diskrete Funktionszone\*

Eine aus weichen Garnen zirkulär eingestrickte, diskrete Zone in Höhe des Ellenbogens zur Verringerung von Faltenbildung und damit verbundenen Einschnürungen. Sie kommt vor allem bei erhöhter Mobilität im Armbereich zum Einsatz.



Contour Fit

Innovative Strickmethode ermöglicht eine optimale **Anpassung an individuelle Körperformen**



Feuchtigkeits-  
Management

Hochentwickeltes Feuchtigkeitsmanagement-System mit Doppelschichtaufbau für einen **optimalen Tragekomfort**



Weich & Stabil

Hergestellt aus einem sich geschmeidig anpassenden Gestrick, welches die Sicherheit einer **festen Unterstützung** gibt



Flachgestrickte Kompressionsstrümpfe für den Arm kommen bei primären oder sekundären Lymphödemem und Lipödemem in den oberen Extremitäten zum Einsatz.

Zu den häufigsten Ursachen für ein sekundäres Lymphödem im Arm gehört die **Entnahme von Lymphknoten im Zuge einer Brustkrebstherapie**<sup>1</sup>. In diesen Fällen ist eine komfortable Kompressionsversorgung besonders wichtig, welche im Rahmen eines effektiven Ödemmanagements die Lebensqualität verbessern kann. Die Armversorgungen von JOBST Confidence wurden für Patient\*innen mit milden bis moderaten Lymphödemem und Lipödemem entwickelt, um ihnen einen hohen Tragekomfort zu ermöglichen. Jeden Tag aufs Neue.

\*Neue diskrete Funktionszone auch für den JOBST Confidence CG1 Armstrumpf erhältlich.

<sup>1</sup> Garza et al., 2017. A comprehensive overview on the surgical management of secondary lymphedema of the upper and lower extremities related to prior oncologic therapies.