

**JOBST**®



**JETZT  
NEU**  
Tailleband für  
JOBST® Elvarex®  
Soft

## **Produktinformation**

JOBST® Flachstrick Hosenbund-Optionen



## Optimal sitzende Flachstrick-Versorgungen

Der Schlüssel zur Therapietreue ist ein optimaler und komfortabler Sitz der medizinischen Kompressionsversorgungen. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet die richtige Wahl des Hosenbundes. Das vielfältige Flachstrick-Sortiment von JOBST bietet die passende Lösung für die individuellen Bedürfnisse Ihrer Patient\*innen.



### Strickrand

#### Klassisch

Das Gestrick wird mit einer einfachen Naht abgeschlossen. Optional auch mit Reißverschluss erhältlich.

### Durchziehgummi

#### Individuell

Das in den Strickrand eingefasste Durchziehgummi lässt sich individuell justieren. Optional auch mit Reißverschluss erhältlich.

### Haftband

#### Stark

Ein flexibles Textilband mit Silikon in verschiedenen Ausführungen sorgt für sicheren Halt, besonderen Komfort und verhindert das Verrutschen selbst bei Bewegung.

### Tailenband

#### Komfortabel

Ein besonders weiches Abschlussband fühlt sich angenehm auf der Haut an und bietet einen modischen Zusatz.

	JOBST Confidence	JOBST Elvarex	JOBST Elvarex Soft
Strickrand		•	•
Durchziehgummi		•	•
Haftband		•	
Tailenband	•*	•**	• <b>NEU</b>

\* Optional auch als florares Tailenband.

\*\* Optional auch mit Klettverschluss.

Treffen Sie JOBST auf Facebook & Instagram



JOBST Deutschland



jobst\_Deutschland



JOBST®,  
an Essity brand

Deutschland:

BSN-JOBST GmbH  
Beiersdorfstraße 1  
46446 Emmerich am Rhein  
Deutschland

www.jobst.de  
www.LymphCare.com  
Tel. +49 (0) 2822 607-100  
Fax +49 (0) 2822 607-199

Österreich:

BSN-JOBST GmbH  
Beiersdorfstraße 1  
46446 Emmerich am Rhein  
Deutschland

www.jobst-austria.at  
www.LymphCare.com  
Tel. +49 (0) 2822 607-333  
Fax +49 (0) 2822 607-199

Schweiz:

Essity Switzerland AG  
Parkstrasse 1b  
6214 Schenk  
Schweiz

www.jobst-ch.com  
Tel. +41 (0) 848 810 150  
Fax +41 (0) 800 810 150